

SYS 6010

Bomba de Infusión de 1 Canal.



Bomba de infusión de 1 Canal.
Múltiples Programas de Infusión.
Pantalla Táctil.
Batería Recargable de Litio.
Bomba Peristáltica.
Protección contra Flujo Libre.
Mecanismo de Puerta Motorizada.
Compatible con múltiples set de infusión.

6
Modos
de infusión.

1
Canal.

Especificaciones Técnicas

Descripción General:

Nombre: Equipo de Infusión SYS 6010

Modos de infusión: Modo Tasa
Modo Tiempo
Modo Peso
Modo Peso estándar
Modo Goteo (Requiere de Sensor de Goteo)
Modo secuencia

Alimentación: 100-240VAC Entrada DC 12V Batería recargable Interna (5 horas de trabajo continuo)

Dimensiones: 100 (ancho) x 230 (alto) x 190 (profundo) mm

Peso: 1.2 Kg (incluyendo batería)

Precisión: +/- 5%

Rango de Ajuste de Flujo/ Gotas :
0.1 – 1200.0 ml/hr Flujo (Set de 20d/ml)
0-400d/min Gotas (Set de 20d/ml)
0.1 – 400.0 ml/hr Flujo (Set de 60d/ml)
1 – 400 d/min Gotas (Set de 60d/ml)
Incrementos de 0.1 ml/h o 1 d/min

Rango de Ajuste de Volumen:
0.0 – 99.999,9 ml

Purga: 400 ml/hr (Set de 20d/ml) 200 ml/hr (Set de 60d/ml)

Bolos: 35,0 – 1200,0 ml/hr (Set de 20d/ml)

KVO: 0,1 – 5,0 ml/hr

Nivel de Oclusión: 3 niveles (I, II, III)
I: 300 +/- 100mmHg
II: 550 +/- 150mmHg
III: 900 +/- 200 mmHg



Alarmas: Finalización Cercana
Medicamento Agotado
Infusión Finalizada
Alarma de Oclusión
Batería Baja
Batería Agotada
Sin Batería
Sin fuente de Energía
Puerta Abierta
Aire en Línea Sin Sensor de goteo
Sin señal de goteo
Error de goteo
Alarma de Recuerdo
Alarma de Auto Test
Alarma Infundiendo

Accesorios Opcionales:
Sensor de Goteo (Para Modo Goteo)
Escáner de Código de Barras
Botón de llamado de enfermería

Características de Hardware:
Pantalla Táctil.
Estilo Smart Phone
Cambio de Flujo en Tiempo Real
Purga
Memoria Última Configuración
Fácil apertura de Puerta
Perilla de Ajuste Multiposición
(4 formas de conexión)

Seguridad y Confianza:
Detección de Error de Flujo
Protección contra Flujo libre en la Bomba
KVO (Mantenimiento de Vena Abierta)
Bloqueo de Pantalla
Recuerdo de Inicio
Volumen de de Alarma: (5niveles)

Características de Software:
Modo Nocturno
Nivel de Luz de fondo intercambiable
(5niveles)
Estilo de Fondo intercambiable
Función Stand By
Función de Ampliación de Fuente
Recordatorio de Mantenimiento
Registro de Historia
Administración de información del Paciente

Conexión: Tres (3) Puertos USB para conexión de Sensor de Goteo, fuente de poder 12 VDC o escáner de código de Barra.