



SUPERFICIE ESPECIAL PARA EL MANEJO DE LA PRESIÓN SEMP I KP COLOR BEIGE

Superficie especial para el manejo de la presión SEMP I de Konfort Plus, fabricada en PVC de grado médico, permite evitar la compresión vascular prolongada, disminuyendo el riesgo de úlceras por presión. Colchón anti-decúbito con bomba regulable, manguera flexible.



SEMP I

KPSEMPA2G1-27

 Compresor compacto, de fácil uso	 Bajo consumo de energía
 Fácil instalación	 Material Impermeable
 Distribución de presiones	 Presión regulable
 Capacidad de peso hasta 130 kg	 Fácil de limpiar
 Ciclo de 12 minutos	 Hasta 2 años de garantía*

(*) únicamente para el compresor

SKU	7709783559936
Dimensiones caja master	58 cm x 32 cm x 31 cm
Cantidad por caja master	5 unidades
Dimensiones caja primaria	31 cm x 11 cm x 29 cm
Peso neto caja master	14,5 Kg
Peso bruto caja master	15,5 Kg
Dimensiones superficie	200 x 90 cm
Material	PVC grado médico (0,3 mm)
Forma	Burbujas
Capacidad de peso	Hasta 130 kg
Rango de presión	50 - 110 mmHg
Tensión	120 V / 60 Hz
Ciclo de operación	12 minutos
Flujo	5-7 Litros/minuto
Clase de riesgo	IIA (Riesgo moderado)
Registro Sanitario	2020DM-0021608