

Lenz

**GARANTÍA
3 AÑOS
HOHE
QUALITÄT**

**Produkte
fürs leben**

**TECNOLOGÍA
ALEMANA**



KIT DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

REF. GZ-10





TECNOLOGÍA ALEMANA



REF. GZ-10

KIT DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

El kit de Órganos de los Sentidos LENZ es construido con tecnología alemana de alta calidad. Con su atractivo diseño y su práctico tamaño, se convertirá rápidamente en una parte importante de una consulta.

Con un otoscopio elaborado con fibra óptica, con una fuente de luz y un juego de espéculos de distinto diámetro. Un lente magnificador que optimiza la visibilidad del tímpano y conducto auditivo.

Un oftalmoscopio con varios lentes y espejos, que iluminan el interior del ojo a través de la pupila y el cristalino.



X3



INVIMA

visto bueno



IMAGEN

clara y precisa



CON

estuche



OPTIMIZACIÓN

de luz



FIBRA ÓPTICA

otoscopio

OTOSCOPIO

aumento de imagen

VISUAL

más claro y preciso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MAYOR DEFINICIÓN

SIN OBSTRUCCIONES NI REFLEJOS



LIVIANO Y PORTÁTIL

Oftalmoscopio	5 aberturas diferentes
Luz Led	Otoscopio y oftalmoscopio
Iluminación	Otoscopio=fibra óptica Oftalmoscopio=directa
Luminancia	Otoscopio 14 lúmenes - oftalmoscopio 24 lúmenes
Número de puntas otoscopio	8 puntas de repuesto en tamaños diferentes
Bombillo otoscopio	Modelo específico: &107 2.5V,0.7A, =4.8m ^W
Bombillo oftalmoscopio	Modelo específico: &106 2.5V,0.7A, =4.8m ^W
Baterías	2AA baterías Alcalinas
Almacenamiento	Temperatura 10°C ~35°C
	Humedad 30% ~75%
	Presión del aire 700 hPa ~1060 hPa
	Temperatura -20°C ~70°C
Operación	Humedad 10% ~90% (sin condensación)
	Presión del aire 500 hPa ~1060 hPa
Estándares	MDD 93/42/EEC Clase I iec 60601 - 1:1995, IEC 60601 - 1 - 2:2007

COMPONENTES



- Estuche protector
- Otoscopio - Oftalmoscopio
- Puntas de repuesto (4)
- Manual y empaque

1
2
3
4

1