

Lenz

**GARANTÍA
3 AÑOS
HOHE
QUALITÄT**

**Produkte
fürs leben**

**TECNOLOGÍA
ALEMANA**



KIT DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

REF. GZ-10





TECNOLOGÍA ALEMANA



REF. GZ-10

KIT DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

El kit de Órganos de los Sentidos LENZ es construido con tecnología alemana de alta calidad. Con su atractivo diseño y su práctico tamaño, se convertirá rápidamente en una parte importante de una consulta.

Con un otoscopio elaborado con fibra óptica, con una fuente de luz y un juego de espéculos de distinto diámetro. Un lente magnificador que optimiza la visibilidad del tímpano y conducto auditivo.

Un oftalmoscopio con varios lentes y espejos, que iluminan el interior del ojo a través de la pupila y el cristalino.



X3



INVIMA

visto bueno



IMAGEN

clara y precisa



CON

estuche



OPTIMIZACIÓN

de luz



FIBRA ÓPTICA

otoscopio

OTOSCOPIO

aumento de imagen

VISUAL

más claro y preciso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MAYOR DEFINICIÓN

SIN OBSTRUCCIONES NI REFLEJOS



LIVIANO Y PORTÁTIL

| | |
|----------------------------|--|
| Oftalmoscopio | 5 aberturas diferentes |
| Luz Led | Otoscopio y oftalmoscopio |
| Iluminación | Otoscopio=fibra óptica Oftalmoscopio=directa |
| Luminancia | Otoscopio 14 lúmenes - oftalmoscopio 24 lúmenes |
| Número de puntas otoscopio | 8 puntas de repuesto en tamaños diferentes |
| Bombillo otoscopio | Modelo específico: &107 2.5V,0.7A, =4.8m ^W |
| Bombillo oftalmoscopio | Modelo específico: &106 2.5V,0.7A, =4.8m ^W |
| Baterías | 2AA baterías Alcalinas |
| Almacenamiento | Temperatura 10°C ~35°C |
| | Humedad 30% ~75% |
| | Presión del aire 700 hPa ~1060 hPa |
| | Temperatura -20°C ~70°C |
| Operación | Humedad 10% ~90% (sin condensación) |
| | Presión del aire 500 hPa ~1060 hPa |
| Estándares | MDD 93/42/EEC Clase I iec 60601 - 1:1995, IEC 60601 - 1 - 2:2007 |

COMPONENTES



- Estuche protector
- Baterías AA
- Otoscopio - Oftalmoscopio
- Puntas de repuesto (4)
- Manual y empaque

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5