

## DESCRIPCIÓN



Dispositivo médico portátil de uso en casa, diseñado para suministrar eficientemente la medicación a las vías bronquiales de los pulmones. Este equipo crea un flujo de aire que viaja a través de un tubo transparente al nebulizador. Cuando el aire ingresa al nebulizador este convertirá la medicación en una nube para una fácil inhalación. Está desarrollado para el tratamiento exitoso del asma, alergias y otras enfermedades respiratorias.

**Nombre:**

NEBULIZADOR  
PATO.

**Modelo:**

NBA02-A79  
Marca: MEDIAIR  
DM

**REGISTRO INVIMA:**

REGISTRO INVIMA 2015DM-0014049

## Accesorios

- \* Tula
- \* Copa nebulizador
- \* Manguera
- \* Mascara
- \* Filtros (5 unidades)
- \* Boquilla

## CARACTERÍSTICAS

- \* Garantía 2 años
- \* Diseño amigable para los niños
- \* Unidad fácil de usar
- \* Uso adulto y pediátrico
- \* Diseño portable
- \* Nivel de ruido Menor a 60 dB

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	1.5 kg	Modo de operación	20 min prendido 40-60 min apagado
Tamaño	165x139x208 mm	Rango presión de operación	7 a 13 Psi
Potencia	AC 120V 60 Hz	Promedio tasa de nebulización	0.2 ml/min
Consumo de energía	1.4 A bajo carga normal	Humedad de almacenamiento	10% a 90 % de HR
Capacidad de medicación	5 ml	Humedad de funcionamiento	30% a 75 % de HR
Tamaño de Partícula	0.5 a 5 $\mu$ m	Temperatura de almacenamiento	-25°C a 70 °C
Rango de flujo	6 a 9 Lpm	Temperatura de funcionamiento	10°C a 40°C
Rango presión del compresor	35 a 45 Psi		