

Video

Colposcopio

TECHNO IN
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

video colposcopio

EDAN-C6A

Video Colposcopio



* No incluye computador



El sistema de iluminación LED que reproduce una vista original del tejido.
El sistema de enfoque automático rápido y avanzado garantiza una imagen clara.
Control remoto de captura y diseño de teclado fácil de usar para una fácil operación.
El filtro verde electrónico mejora la visualización de imágenes vasculares sin comprometer la iluminación.
Potente software de visualización de imágenes y gestión de datos.
Configuración Estándar; cámara, soporte, bandeja, NO incluye pantalla .

Especificaciones Técnicas

Con su sistema de iluminación LED brillante, cámara de alta resolución y filtro electrónico verde, el colposcopio de video C6A realiza una visualización en pantalla completa del examen cervical preciso, ofreciendo información crucial y precisa para la toma de decisiones clínicas al ginecólogo.

R-way™

El sistema de evaluación R-way™ revela la variación del "color" en el cuello uterino para interpretar el desempeño de las enfermedades del cuello uterino.



R
Aplicación salina 'R for Red'
Para observar el área con abundante circulación sanguínea, esto se refleja en rojo.


W
5% de ácido acético 'W para White'
Para revelar el aumento de la actividad nuclear, esto se refleja en blanco.

CIN2+

A
Filtro verde 'A para anormal'
Para observar mejor las características vasculares anormales, esto define como A.

Y
Solución de yodo de Lugol 'Y para Yellow'
Para observar los campos sin captación de yodo, esto se refleja en amarillo.

Software de paciente



información del paciente

Captura precisa de la imagen

Analizar hallazgos colposcópicos

Exportar informe en formato PDF

