



SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CLÁSICA KONFORT BASIC

Con características estándares y un diseño innovador en su marco, esta silla de ruedas KonfortBasic está fabricada en acero martillado y es ideal para la sedestación transitoria de pacientes. Su opción de desmontar las asas de empuje y los reposapiés por medio de un práctico sistema de pin facilita el almacenamiento y transporte cuando se requiera. Recomendada para uso en interiores



KBE1462FF-M23-D

 Silla liviana de características superiores	 Tapicería en PVC color negro
 Estructura en Acero	 Marco plegable
 Servicio al cliente	 1 AÑO DE GARANTÍA

SKU	7709557564456
Dimensiones caja master	79 cm x 21 cm x 78,5 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	79 cm x 21 cm x 78,5 cm
Peso neto caja master	14,60 kg
Peso bruto caja master	16,40 kg
Ruedas delanteras	7,48 x 0,93" Rin estrella macizo color negro
Llantas traseras	22,7" x 0,95" Maciza grabada color negro y rin radiado.
Reposapiés	Fijos, (desarmables para el transporte mediante pin).
Profundidad del asiento	45,5 cm.
Estructura	Acero Martillado.
Estilo del respaldo	Fijo.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Fijo.
Ancho total de la silla	64,5 cm
Ancho del asiento	50 cm
Altura del respaldo	43 cm
Altura del asiento al piso	48 cm
Registro Sanitario	2017DM-0017305