



TENSIÓMETRO DE PARED GMD

Apto para ambientes hospitalarios y consultorios gracias a su formato de fácil lectura, este tensiómetro de pared cuenta con un mecanismo interno debidamente ajustado, que ofrece al profesional de la salud una medición confiable y precisa de la presión arterial para realizar un diagnóstico idóneo.



<p>Apto para ambientes hospitalarios y consultorios</p>	<p>Reloj de fácil lectura</p>
<p>Brazalete fabricado en nailon</p>	<p>Pera fabricada en látex con arco metálico</p>
<p>Base de aluminio para fijar a la pared</p>	<p>Incluye dos mangueras de látex</p>
<p>Servicio al cliente</p>	<p>1 AÑO DE GARANTÍA</p>

GMD60-T20

SKU	D01ID02226
Dimensiones caja master	57cm x 35 cm x 35 cm
Cantidad por caja master	50 unidades
Peso neto caja master	21 kg
Peso bruto caja master	22,5 kg
Dimensión caja primaria	18,5 cm x 11 cm x 7,5 cm
Peso neto unidad	0,42 kg
Largo del brazalete	Manómetro - tubo vejiga 49 cm
Tamaño del manómetro	17 cm x 17 cm
Diámetro del dial	15 cm x 15 cm
Alcance medición presión	0 - 300 mmhg
Clasificación de riesgo	clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2015DM-0014068