

# Laringoscopio CONVENCIONAL DE VALVAS RECTAS



## INCLUYE

- 1. Mango estándar en acero inoxidable
- 5. Valvas Rectas en acero inoxidable grado quirúrgico 303/304, Miller (No. 0,1,2,3,4)
- 1. Maleta plástica de alto impacto, de fácil transporte.
- 1. Bombilla grande
- 1. Bombillo pequeño


DESCRIPCION	TAMAÑO DE VALVA
Neonato	0
Infante	1
Niño	2
Adulto Medio	3
Adulto	4

### Opcionales

- Mango pediátrico
- Bombillo grande set x 10
- Bombillo pequeño set x 10

## Bombillos.

5-0234-01



5-0234-04

Bombillo pequeño para valvas No. 0, 1 y 2  
Bombillo grande para valvas No. 3 y 4

## Valvas.

