

Laringoscopio

FIBRA ÓPTICA DE VALVAS CURVAS



INCLUYE

1. Mango estándar en acero inoxidable
4. Valvas curvas en acero inoxidable grado quirúrgico 303/304, Macintosh (No. 1,2,3,4)
1. Maleta plástica de alto impacto, de fácil transporte.
1. Bombilla grande

DESCRIPCION

TAMAÑO DE VALVA

Infante	1
Niño	2
Adulto Medio	3
Adulto	4

Opcionales

- Valva No 0
- Mango pediátrico
- Bombillo grande set x 10 unds

Bombillo.



Valvas.

