

Laringoscopio

FIBRA ÓPTICA DE VALVAS RECTAS



INCLUYE

1. Mango estándar en acero inoxidable
5. Valvas Rectas en acero inoxidable grado quirúrgico 303/304, Miller (No. 0,1,2,3,4)
1. Maleta plástica de alto impacto, de fácil transporte.
1. Bombilla grande

DESCRIPCION

TAMAÑO DE VALVA

Neonato	0
Infante	1
Niño	2
Adulto Medio	3
Adulto	4

Opcionales

- Mango pediátrico
- Bombillo grande set x 10

Bombillo.



Valvas.

