

# Electrobisturí SURTRON 120



## Electrobisturí Surtron 120 Led Spa

Es un electrobisturí electrónico a radiofrecuencia apto para intervenciones de pequeña o mediana cirugía. A través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adaptador, también la coagulación bipolar.

La lectura digital de la potencia erogada y la monitorización mediante microcontrolador de las funciones operativas, asegura la absoluta fiabilidad de las condiciones de trabajo.

**CARACTERÍSTICAS**

Código 10100.201  
 Potencia máxima CUT 120 W-250  $\Omega$   
 Potencia máxima BLEND 90 W-200  $\Omega$   
 Potencia máxima FORCED COAG 80 W-150  $\Omega$   
 Potencia máxima SOFT COAG 60 W-100  $\Omega$   
 Potencia máxima BIPOLAR 40 W-100  $\Omega$   
 Frecuencia de trabajo 600 KHz  
 Placa paciente – Placa neutra F  
 Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac  
 Frecuencia de alimentación 50-60 Hz  
 Potencia máxima de absorción 300 VA  
 Dimensiones LxAxP 254x104x288 mm  
 Peso 5 Kg

**CONTROLES**

Placa/Paciente  
 Control de salida de potencia  
 Autochequeo

**SEGURIDAD**

EN60601-1  
 EN60601-1-2  
 EN60601-2-2  
 Clasificación eléctrica: I CF  
 DDM 93/42/CE Clase: II b

**ACCESORIOS**

Mango reutilizable con pulsantes  
 Diferentes electrodos (10ud)  
 Cable para electrodo neutro  
 Electrodo neutro  
 Pedal de pié  
 Cable alimentación 2 metros

**TECHNO IN**  
 INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

- \* Cirugía Ambulatoria
- \* Cirugía Pediátrica
- \* Cirugía Plástica
- \* Cirugía Vascolar
- \* Dermatología
- \* Dental
- \* Urología
- \* Ginecología
- \* Veterinaria
- \* Primer Auxilio
- \* Otorrinolaringología

