

DESCRIPCIÓN



Dispositivo Médico portátil de uso profesional, diseñado para suministrar eficientemente la medicación a las vías bronquiales de los pulmones. Este equipo crea un flujo de aire que viaja a través de un tubo transparente al nebulizador. Cuando el aire ingresa al nebulizador, este convertirá la medicación prescrita en una nube para una fácil inhalación. Está desarrollado para el tratamiento exitoso del asma, alergias y otras enfermedades respiratorias.

Nombre :

**NEBULIZADOR
ALTO RENDIMIENTO
COMPARTIMENTO**

Modelo :

**CN01-WA
Marca :
DM**

REGISTRO INVIMA :

REGISTRO INVIMA 2018DM-0017500

Accesorios

- * Maleta de lujo
- * Copa nebulizador
- * Manguera
- * Mascara
- * Filtros (5 unidades)
- * Boquilla

CARACTERÍSTICAS

- * Garantía 2 años
- * Diseño innovador
- * Unidad fácil de usar
- * Uso adulto y pediátrico
- * Diseño portable
- * Equipo para uso profesional
- * Nivel de ruido Menor a 60 dB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	1.4 kg	Modo de operación	Uso continuo
Tamaño	285 x 170 x 95 mm	Rango presión de operación	10 a 16 Psi
Potencia	AC 120V 60 Hz	Promedio tasa de nebulización	≥ 0.2 ml/min
Consumo de energía	180 VA Max o 220VA Max	Humedad de almacenamiento	10% a 95 % de HR
Capacidad de medicación	5 ml	Humedad de operación	10% a 90 % de HR
Tamaño de Partícula	0.5 ~10 μm	Temperatura de almacenamiento	-25°C a 60 °C
Rango de flujo	5 a 8 Lpm	Temperatura de funcionamiento	10°C a 40°C
Rango presión del compresor	29 a 48 Psi		