

NOMBRE :

**TERMÓMETRO
INFRARROJO**

Modelo :

YI - 100 C

REGISTRO INVIMA:

REGISTRO INVIMA 2017DM-0017193

DESCRIPCIÓN



Dispositivo médico no invasivo utilizado para la medición de la temperatura sin contacto a través de la radiación infrarroja de un cuerpo u objeto.

Doble Sonda incorporada en el termómetro para generar una lectura más confiable y mucho más precisa.



CARACTERÍSTICAS

- *Termómetro de uso médico.
- *Adecuado para niños, infantes y adultos.
- *Medición precisa.
- *Pantalla LED.
- *Modo de temperatura objeto.
- *Sensor infrarrojo.
- *Icono de batería baja.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de medición	35.5°C~42.9°C	Peso	Aprox.68g
Tipo de Pantalla	LED	Distancia efectiva	1~6 cm
Dimensiones	143mm x 41mm x 35mm	Apagado automático	25 segundos
Exactitud en cuerpo	± 0.2°C	Unidad de Medición	°C/°F
Exactitud en objeto	± 1°C	Accesorios	Manual de uso
Tiempo de respuesta	1 segundo	Potencia	3V, 2 AAA baterías
Garantía	1 años		