



COMPRESOR NEBULIZADOR NUBE 3000

Para uso en tratamiento de asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias, en la que sea indispensable una medicación durante la terapia. Nebulizador con vida útil extendida, para uso doméstico.



Diseño simple,
compacto y portable



Uso doméstico



Carcasa fácil de
limpiar y sanitizar



Nebulización de
minutos ininterrumpidos



Administración eficaz
del medicamento



Para adultos
y niños



Fácil de transportar
y almacenar



Hasta 3 años
de garantía

GMRN457-12

EAN-13	7709641262008
Dimensiones caja master	68,5 cm x 36 cm x 18 cm
Cantidad por caja master	8 unidades
Peso neto caja máster	12 kg
Peso bruto caja máster	12,7 kg
Dimensiones caja primaria	17 cm x 16,5 cm x 15,5 cm
Peso del producto	1,2 kg
Temperatura almacenamiento/transporte (°C)	Desde -25° C hasta 70° C
Humedad relativa (%)	De 15% a 93%
Voltaje (V)	110-120 V
Corriente (A)	< 1,5 A
Potencia (W)	< 60W
Presión del compresor (PSI)	≥ 35 PSI
Flujo (l/min)	De 5 a 8 l/min
Tamaño de partícula (micrones)	3 micrones
Tasa de nebulización (ml/min)	≥ 0,33 ml/min
Ciclo de operación	Hasta 30 minutos encendido / 30 min apagado
Accesorios	Tubo de aire, micronebulizador, mascarar (adulto y pediátrica), pieza de boca, filtros de aire (x5), estuche almacenamiento.
Clasificación de riesgo	Clase II A (riesgo moderado)
Registro sanitario	2020DM-0021476