



## TENS DIGITAL APEX DIGI-STIM

Con pantalla LED, cinco modos de trabajo y botones de configuración para mayor precisión, el TENS Digi-stim trata el dolor muscular de manera sencilla, segura y eficaz. Este práctico electro estimulador transcutáneo activa el nervio periférico a través de la piel generando alivio durante la terapia. Recomendado usar bajo supervisión médica.



ET571029



Pantalla LED de fácil lectura



Práctico estuche



Batería 9V incluida



Electrodos adhesivos reutilizables



Servicio al cliente



**2 AÑOS DE GARANTÍA**

SKU	H05MD11087
Dimensiones caja master	40 cm x 45,5 cm x 39 cm
Dimensiones caja primaria	23 cm x 18 cm x 5 cm
Cantidad por caja master	30 unidades
Peso neto caja master	- Kg
Dimensiones	10,8 x 6,15 x 2,5 cm
Peso	140 g (baterías incluidas)
Canales	2 canales aislados
Intensidad de pulso	Ajustable de 0-80 mA
Frecuencia de pulso	Ajustable de 1-160 Hz
Ancho de pulso	Ajustable de 50 - 260 µseg.
Modos de Funcionamiento	5 modos: Burst, Continuo, Modulación, SDR y SDW.
Tiempo	15, 30 y 60 minutos.
Pantalla	LED, con indicador de horas tratamiento del paciente
Forma de la onda	Impulso cuadrado bifásico asimétrico
Máxima carga por pulso	21 µC
Fuente de poder	Batería 9V
Condiciones de operación	Temperatura 10 - 35° C; Humedad 20 - 90%
Condiciones de funcionamiento	Temperatura 0 - 70° C; Humedad 20 - 90%
Componentes:	Estuche, Tens, 4 electrodos + conductores, Manual y Baterías 9v
Registro Sanitario	2018DM-0018466