

# 7A-23B



- Succionador quirúrgico continuo e intermitente  
Capacidad total 5.000 ml. (2 botellas de 2.500 ml.)
- Motor pistón seco
- Presión negativa de 0 - 680 mm/hg  
regulación de presión variable
- control de llenado automático
- motor libre de aceites o lubricantes
- panel de control polietileno alta densidad
- corriente 110 vo
- Accesorios:
  - 2 Botellas de 2500 ml, 2 Tapas
  - 1 Manguera en silicona, 1 Manguera de interconexión, 1 Filtro
  - 1 Cable de corriente eléctrica, 1 Pedal