

SONOTRAX BASIC A

Doppler



Diseño ergonómico, compacto y liviano.
Con "Backlight" luz de fondo.
Operación con batería AA.
Precisión en la medición de la fetocardia.
Ofrece un sonido más claro.
Transductor ultrasónico tamaño compacto.



Indicador
Nivel de Batería.



Parlante
incluido.

Especificaciones Técnicas

Pantalla: LCD de 45x25mm.

Rango: 50 ~ 210bpm.

Resolución: 1 bpm.

Tiempo de grabación: 240s.

Potencia de salida de audio: 0.5W.

Apagado automático: 1 minuto sin señal o sin operación.

Tamaño: 32 (profundidad) x 85 (ancho) x 138 (altura) mm.

Peso: 290 ± 5 g (incluyendo una batería).

