

SONOTRAX II PRO

Doppler



Diseño ergonómico, compacto y liviano.
Con "Backlight" luz de fondo en la pantalla.
Operación con batería de litio recargable 2.4VDC.
Precisión en la medición y sonido más claro.
Transductor ultrasónico a prueba de agua e intercambiable.
Auto apagado para el ahorro de energía.
Grabación de audio.

8hr
Operación
continua.



Indicador
Nivel de Batería.



Parlante
incluido.

Especificaciones Técnicas

Pantalla: LCD de 45x25mm.

Rango: 50 ~ 210bpm.

Resolución: 1 bpm.

Tiempo de grabación: 240s.

Potencia de salida de audio: 0.5W.

Apagado automático: 1 minuto sin señal o sin operación.

Tamaño: 32 (profundidad) x 85 (ancho) x 138 (altura) mm.

Peso: 290 ± 5 g (incluyendo una batería).

