

Mesas

de Cirugía

mesas de cirugía

TECHNO IN
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

Dr. MAX 7000SKB

Mesa electrohidráulica



Sistema Electrohidráulico integrado.
Fabricada en acero inoxidable.
Para cirugías en general y aplicaciones específicas.
Hasta 100 Accionamientos con Batería interna.
Proporciona movimiento longitudinal para la toma de RX con arco en C.

RX

Radio traslúcida
para toma de RX con arco en C.

Especificaciones Técnicas

| | |
|---|----------------|
| Longitud de la mesa (incluyendo cabecera) | 2.000mm |
| Ancho de la mesa (con rieles laterales) | 500 mm (19.7") |
| Alto de la mesa (arriba/abajo) | 685 - 1.135mm |
| Trendelenburg / Trendelenburg inverso | 30°/30° |
| Inclinación Lateral (izq/der) | 20°/20° |
| Flexión / Deflexión | 220°/100° |
| Cabecera (arriba/abajo) | 60°/90° |
| Espaldar (arriba/abajo) | 80°/40° |
| Piernerias (arriba/abajo) | 15°/90° |
| Piernerias (posicion horizontal) | 0°-90° |
| Movimiento Longitudinal | 350mm |
| Máximo peso de paciente | 273Kg |

Aplicaciones:

Cirugía General
 Cardiovascular
 Oftalmológica, facial, plástica
 Neurocirugía, craneotomía
 Cirugía de riñón, vesicular
 Columna
 Urología
 Cirugía de hombro o de rodilla
 E.N.T

Alguna de estas aplicaciones solicitan accesorios adicionales.

