

Mesas

de Cirugía

mesas de cirugía

TECHNO IN

INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

NOVEL 330T

Mesa manual.



Sistema hidráulico de elevación.
Mesa Totalmente manual.
Fabricada en acero inoxidable.
Para cirugías en general.
Fácil Operación.

RX

Radio traslúcida
para toma de RX con arco en C.

Especificaciones Técnicas

SERIE 330T

La serie de mesas quirúrgicas móviles 330T son totalmente manuales operadas para la operación fácil y eficaz con el fin de facilitar el acceso a cualquiera de los equipos quirúrgicos o el arco en-C y garantizar la seguridad y comodidad del paciente.

Las mesas quirúrgicas son de accionamiento hidráulico de elevación y mecanismo de engranaje que funciona en todas las articulaciones a través del mando de control de posición de cabecera. Esto evita perder tiempo cuando se debe ajustar la mesa en cualquier procedimiento quirúrgico.

Especificaciones:

| | |
|---|----------------|
| Longitud de la mesa (incluyendo cabecera) | 1.960 mm |
| Ancho de la mesa (con rieles laterales) | 500 mm (19.7") |
| Alto de la mesa (arriba/abajo) | 710-950 mm |
| Cabecera (arriba/abajo) | 60°/90° |
| Espaldar (arriba/abajo) | 90°/5° |
| Pierner as (arriba/abajo) | 0°/90° |
| Pierner as (posición horizontal) | 0°-90° |
| Trendelenburg / trendelenburg inverso | 25° / 25° |
| Inclinación Lateral (izq/der) | 20° / 20° |
| Flexión/deflexión | 185° / 90° |
| Máximo peso de paciente | 120 kg |

Manivela Izquierda:

Control de placa espaldar arriba / abajo y flexión / deflexión.

Bloqueo de posicionamiento Vertical y horizontal

Para pierner as.

Control de Rotación de la Mesa

Provee de rotación 360° para los procedimientos quirúrgicos ideal para facilitar el acceso y el espacio máximo para cualquiera de los equipos quirúrgicos o de la unidad de rayos X arco en C.

Manivela derecha:

Control de Trendelenburg / Trendelenburg inverso e inclinación izquierda / derecha.

Bloqueo Central Mecanismo de Piso:

Fácil, permite fijar la mesa en su lugar.

Grandes Ruedas giratorias:

Proporcionar una excelente movilidad.

Bomba de aceite pedal plegable:

Control de elevación y descenso de mesa.

