

7E-A



- Succionador portable para secreciones ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y servicios domiciliarios
- Poder de succión de 15 LPM - capacidad de la botella de 1000 C.C. Botella plástica
- Motor libre de lubricación (aceite) alta presión de vacío protección para sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados
- Control de llenado automático
- Control regulable de aspiración
- Cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado
- Corriente 110 v
- Accesorios:
 - 1 Botella de 1000 c. c.
 - 1 Manguera para succión
 - 1 Filtro