

MS3500



- Capacidad de 20 Kgs
- Lectura en kilos o libras
- División: menor a 10 kg. - 5 grs, mayor a 10 kg. - 10 grs
- Función tara a cero
- Bandeja removible
- Fabricada en polietileno
- Fácil limpiar y realizar labores de asepsia
- Sin bandeja se puede usar como balanza de piso para niños
- Funciona con baterías 9v o adaptador de corriente a 110 voltios
- Diseño súper delgado (2 cms de grosor)
- Display con números grandes y claros