

# E-Scope



Otoscopio e-scope® con iluminación directa con bombilla de vacío de 2,7 V (2500 K)

- Bombilla de vacío de 2,7V con ahorro de gastos.
  - Apto para pruebas neumáticas.
  - 3x lentes de aumento giratorias.
  - Incluye espéculos desechables para el oído (5 x 2,5mm, 5 x 4mm).
- 
- Oftalmoscopio e-scope® Incluye bombilla de vacío de 2,7 V
  - Ruedecilla de lentes con 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías).
  - Ruedecilla de diafragma de fácil uso con seis ajustes diferentes (estrella para fijación, círculo grande, círculo pequeño, filtro exento de rojo, filtro azul, semicírculo)
  - Óptica de alto rendimiento con lente condensadora esférica
  - Protección para gafas.
  - Recorrido óptico paralelo.
  - Protección contra polvo.
  - Otoscopio y oftalmoscopio e-scope® en estuche de bolsillo que ahorra más espacio, incluyendo accesorios (espéculos para el oído).