

HPLED

RI-MAGIC 6250



La lámpara HPLED ri-magic® es una lámpara de examinación y reconocimiento de alto rendimiento que utiliza la tecnología LED para el diagnóstico y otros procedimientos médicos. Ideal para la consulta de obstetricia y ginecología o cuando se requiera un punto de luz en zonas específicas.

Especificaciones Técnicas



- luminación
- A 40 mm de distancia (15,8 in): máx. 100.000 Lux y 230 mm de diámetro (9,1 in)
- A 60 mm de distancia (23,6 in): máx. 55.000 Lux y 320 mm de diámetro (12,6 in)
- Temperatura del color: 6.500 K
- Vida útil de la lámpara de hasta 50.000 horas
- Disminuye considerablemente el calor y la pérdida de energía
- Dispositivo para enfocar en la parte frontal del foco
- Dispone de un brazo largo y muy flexible que se puede doblar en cualquier dirección
- Los mangos de reóstato permiten ajustar y variar la intensidad de la luz
- Amplia gama de fuentes de alimentación para corrientes de 230 V /120 V
- También dispone de una serie de enchufes que se ajustan a las instalaciones eléctricas del país que quiera si así lo solicita
- Disponible en distintos modelos: móvil, para pared, mesa o camillas de reconocimiento.
- Su resistente base está hecha de fibra de vidrio y cromada con un pie de 54 centímetros de diámetro (21,3 in) se puede mover fácilmente gracias a las ruedecillas de baja fricción (antiestáticas; se le pueden bloquear dos de ellas)
- Existe la opción de añadir una fuente de alimentación al pie.