



SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA KONFORT BASIC

Con un fácil y práctico sistema de reclinación y basculación, la silla de ruedas neurológica Konfort Basic ofrece un adecuado posicionamiento al usuario. Fabricada en aluminio y de marco plegable es fácil de almacenar y transportar. Sus aditamentos acolchados brindan confort durante largos períodos de sedestación. Tiene sistema de guayas que facilita la manipulación al cuidador.



KBE-958LBH-38

 Silla liviana de características superiores	 Reposapiés ajustable con altura
 Tapicería en nailon color negro	 Reposabrazos abatible y removible
 Marco plegable	 Marco en aluminio
 Servicio al cliente	 Altura ajustable en 5 posiciones



SKU	H01SP031634
Dimensiones caja master	85 cm x 39 cm x 95 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	85 cm x 39 cm x 95 cm
Peso neto caja master	22,3 kg
Peso bruto caja master	24,3 kg
Ruedas delanteras	6" Rin estrella maciza.
Llantas traseras	16 x 1 3/8" Poliuretano (PU) Rin estrella.
Reposapiés	Elevables, abatibles, removibles y ajustables en altura.
Profundidad del asiento	40 cm.
Estructura	Aluminio pintado.
Estilo del respaldo	Reclinable, (90° - 156°).
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Removibles y ajustables en altura.
Ancho total de la silla	55 cm
Ancho del asiento	38 cm
Altura del respaldo	43 cm
Altura del asiento al piso	47 cm
Registro Sanitario	2016DM-0015116