

Electrobisturí SURTRON 200



Electrobisturí Surtron 200 Led Spa

Es un electrobisturí de alta frecuencia idóneo para intervenciones quirúrgicas de precisión monopolar y bipolar. Permite efectuar tratamientos quirúrgicos mini-invasivos laparoscópicos y endoscópicos.

La lectura digital de la potencia erogada y la monitorización mediante microcontrolador de las funciones operativas, asegura la absoluta fiabilidad de las condiciones de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Código 10100.401

Potencia máxima CUT 200 W – 250 Ω

Potencia máxima ENHANCED 120 W – 250 Ω

Potencia máxima BLEND 120 W – 200 Ω

Potencia máxima FORCED COAG 150 W – 150 Ω

Potencia máxima SOFT COAG 90 W – 100 Ω

Potencia máxima BIPOLAR COAG 80 W – 50 Ω

Frecuencia de trabajo 600 kHz

Placa paciente – Placa neutra F

Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac

Frecuencia de alimentación 50-60 Hz

Potencia máxima de absorción 350 VA

Dimensiones LxAxP 370x144x319 mm

Peso 6 Kg

CONTROLES

Placa/Paciente

Control de salida de potencia

Autochequeo

SEGURIDAD

EN60601-1

EN60601-1-2

EN60601-2-2

Clasificación eléctrica: I CF

ACCESORIOS

Mango reutilizable con pulsantes

Diferentes electrodos (10ud)

Cable para electrodo neutro

Electrodo neutro

Pedal de pie

Cable alimentación 2 metros

- * Cirugía Ambulatoria
- * Cirugía Pediátrica
- * Cirugía Plástica
- * Cirugía Vasculat
- * Dermatología
- * Dental
- * Urología
- * Ginecología
- * Veterinaria
- * Primer Auxilio
- * Otorrinolaringología
- * Cirugía Endoscópica
- * Neurocirugía
- * Neumología
- * Oftalmología

TECHNO IN
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

