

# R1 SHOCK-PROOF



R1 shock-proof®: el nuevo estándar para la medición aneroides de la presión arterial con tecnología shock-proof patentada. Inflado rápido del brazalete gracias al nuevo diseño óptimo de la pera con cuchara integrada.

La fácil apertura de la válvula de purga permite un manejo preciso y cómodo.

Resistente a golpes con alturas de caída de hasta 120cm (4 pies). Los esfigmomanómetros aneroides convencionales son sensibles a los golpes y tras un golpe puede verse afectada la precisión de la medición y, por tanto, inútil. Esto lleva a resultados inexactos y gastos elevados de logística.

Premiado por su diseño con el Focus Green Silber Design Award.

Escala: Ø 52mm (2,0 pulgadas) con indicador en azul o en color fluorescente negro y rojo.

Base de válvula y canal del aire con válvula de precisión metálica.

Carcasa ABS con dos componentes.

Unión metálica atornillada de tubo en la parte superior de la carcasa para un cambio rápido del brazalete y un manejo ergonómico.

Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg.

Incluye funda de vinilo con cremallera.