

## Electrobisturí OBS 350 A



### Electrobisturí OBS 350 A

- Con corte monopolar y bipolar.
- Coagulación monopolar y bipolar.
- Sistema de monitoreo de placa.
- Diseño digital, 350 watts de potencia de corte y 120 watts en coagulación monopolar.
- 3 modalidades de corte y 3 modos de coagulación en monopolar y 2 modos de coagulación en bipolar.
- 10 posiciones de memoria.

posee una excelente compatibilidad, permite el sellado de vasos, es apto para cirugía general, cirugía vascular, cirugía pancreática, cirugía, gastroenterología, TURP y TUVP, y compatible con cystoscopy, histeroscopia.

- Especificaciones Físicas:

**Dimensiones:** 43 x 38 x 16.5cm

**Peso:** 7 Kg

- Auto-Test de encendido.
- Función de memoria de 10 presets
- Sistema de monitoreo de contacto placa-paciente, en tiempo real para evitar situaciones peligrosas.
- Compatible con sistema de Argón.
- Con una excelente compatibilidad, se conecta con la cistoscopia, artroscopia, laparoscopia e histeroscopia y proporciona la fuente de alimentación para cortar y coagular. También funciona con la resección uretral de la próstata (TURP), la cirugía artroscópica y el uso de cirugía de electrodos de gasificación (TUVP), etc.
- Cada terminal de salida es un diseño de salida independiente.
- Ambiente de Operación.  
Temperatura: 5°C - 40°C  
Humedad: ≤ 80%
- Fuente de alimentación  
220/110V - 50/60Hz.
- Salidas de Potencia.  
Pare Cut : 1w - 350w, 500Ω  
Blend Cut1 : 1w - 250w, 500 Ω  
Blend Cut2 : 1w - 150w, 500 Ω  
Cuagulation1 : 1w - 120w, 500 Ω  
Cuagulation2 : 1w - 100w, 500 Ω  
Cuagulation3 : 1w - 50w, 500 Ω  
Bipolar Cuagulation : 1w - 150w, 100 Ω  
Bipolar Cuagulation : 1w - 100w, 100 Ω

**TECHNO IN**  
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

# Electrobisturí OBS 350 A

