

Electrobisturí SURTRON 50D



Electrobisturí Surtron 50D Led Spa

Es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugía monopolar. Seleccionando sus funciones se obtienen corte puro (CUT), corte y coagulación (CUT1 – CUT2) y coagulación pura (COAG). El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.

Ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Referencia 10100.051

Potencia máxima de CUT 50 W – 400 Ω Potencia máxima de CUT/COAG1 45 W – 400 Ω Potencia máxima de CUT/COAG2 40 W – 400 Ω Potencia máxima de COAG 40 W – 400 Ω

Frecuencia de trabajo 600 kHz

Placa paciente – Placa neutra F

Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac

Frecuencia de alimentación 50-60 Hz

Potencia máxima de absorción 200 VA

Dimensiones LxAxP mm 190x85x239

Peso 2,5 Kg

CONTROLES

Placa/Paciente

Control de salida de potencia

Autochequeo

SEGURIDAD

EN60601-1

EN60601-1-2

EN60601-2-2

Clasificación eléctrica: I CF

DDM 93/42/CE Clase: II b

ACCESORIOS

Mango monopolar reutilizable

Diferentes electrodos (10ud)

Cable para electrodo neutro

Electrodo neutro

Pedal de pié

Cable alimentación 2 metros

TECHNO IN
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

- * Cirugía Ambulatoria
- * Dental
- * Dermatología
- * Primeros Auxilios
- * Cirugía Vascular
- * Veterinaria

