

Electrobisturí SURTRON 80



Electrobisturí Surtron 80 Led Spa

Es un electrobisturí electrónico a radiofrecuencia apto para intervenciones de pequeña o mediana cirugía. A través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adaptador, también la coagulación bipolar.

La lectura digital de la potencia erogada y la monitorización mediante microcontrolador de las funciones operativas, asegura la absoluta fiabilidad de las condiciones de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Código 10100.101
 Potencia máxima CUT 80 W-250 Ω
 Potencia máxima BLEND 60 W-200 Ω
 Potencia máxima FORCED COAG 50 W-150 Ω
 Potencia máxima SOFT COAG 40 W-100 Ω
 Potencia máxima BIPOLAR 30 W-100 Ω
 Frecuencia de trabajo 600 KHz
 Placa paciente – Placa neutra F
 Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac
 Frecuencia de alimentación 50-60 Hz
 Potencia máxima de absorción 230 VA
 Dimensiones LxAxP 254x104x288 mm
 Peso 5 Kg

CONTROLES

Placa/Paciente
 Control de salida de potencia
 Autochequeo

SEGURIDAD

EN60601-1
 EN60601-1-2
 EN60601-2-2
 Clasificación eléctrica: I CF
 DDM 93/42/CE Clase: II b

ACCESORIOS

Mango reutilizable con pulsantes
 Diferentes electrodos (10ud)
 Cable para electrodo neutro
 Electrodo neutro
 Pedal de pie
 Cable alimentación 2 metros

- * Cirugía Ambulatoria
- * Cirugía Pediátrica
- * Cirugía Plástica
- * Cirugía Vascolar
- * Dermatología
- * Dental
- * Urología
- * Ginecología
- * Veterinaria
- * Primer Auxilio
- * Otorrinolaringología

TECHNO IN
 INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA

