



COMPRESOR NEBULIZADOR NUBE 1000 - TORTUGA

Con un llamativo diseño en forma de tortuga, el compresor nebulizador Nube 1000, está orientado para el uso en tratamiento de asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias, en las que sea indispensable una medicación durante la terapia. Cuenta con vida útil extendida, para uso pediátrico.



GMRN457-161

 Diseño simple, compacto y portable	 Uso doméstico
 Carcasa fácil de limpiar y sanitizar	 Nebulización de minutos ininterrumpidos
 Administración eficaz del medicamento	 Para adultos y niños
 Fácil de transportar y almacenar	 Hasta 3 años de garantía

EAN-13	7709728667955
Dimensiones caja master	44,6 cm x 65,6 cm x 28,1 cm
Cantidad por caja master	8 unidades
Peso neto caja máster	14 kg
Peso bruto caja máster	14,5 kg
Dimensiones caja primaria	26,9 cm x 15,8 cm x 21,4 cm
Peso del producto	1,4 kg
Temperatura almacenamiento/transporte (°C)	Desde -25° C hasta 70° C
Humedad relativa (%)	De 15% a 93%
Voltaje (V)	110-120 V
Corriente (A)	1,5 A
Potencia (W)	< 65W
Presión del compresor (PSI)	35 PSI - 50 PSI
Flujo (l/min)	De 5 a 8 l/min
Tamaño de partícula (micrones)	3 micrones
Tasa de nebulización (ml/min)	≥ 0,33 ml/min
Ciclo de operación	Hasta 30 minutos encendido / 30 min apagado
Accesorios	Tubo de aire, micronebulizador, mascarar (adulto y pediátrica), pieza de boca, filtros de aire (x5), estuche almacenamiento.
Clasificación de riesgo	Clase II A (riesgo moderado)
Registro sanitario	2020DM-0021476