



SILLA DE RUEDAS DE TRANSPORTE T50

Con estructura liviana, plegable y fácil de maniobrar, la silla de ruedas de transporte está fabricada en acero pintado que proporciona estabilidad al usuario. Su respaldo abatible y reposapiés desarmable ayudan al cuidador en las transiciones y el transporte. Sus frenos para cuidador proporcionan total dependencia al paciente.

KBO1432RF-MP23



 Silla ligera de características superiores	 Sistema de freno accionado por cuidador
 Estructura en acero	 Estructura plegable para fácil transporte
 Tapicería en Nailon con colores Gris y Negro	 Capacidad de peso hasta 90 Kg
 Servicio al cliente	 1 AÑO DE GARANTÍA

SKU	H01SP06953
Dimensiones caja master	72 cm x 23 cm x 67,5 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	72 cm x 23 cm x 67,5 cm
Peso neto caja master	13 kg
Peso bruto caja master	15 kg
Ruedas delanteras	7,10 x 1" Rin estrella maciza.
Llantas traseras	16 x 1,43" Rin en Poliuretano (PU) grabado color negro.
Reposapiés	Fijos (desarmables para el transporte mediante pin).
Profundidad del asiento	42,5 cm.
Estructura	Acero pintado, color gris.
Estilo del respaldo	Abatible.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Fijo.
Ancho total de la silla	62 cm
Ancho del asiento	44,5 cm
Altura del respaldo	43,5 cm
Altura del asiento al piso	45 cm
Registro Sanitario	2017DM-0017305