



SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR ELEVABLE KONFORT BASIC

Con características estándar, esta silla de ruedas Konfort Basic está fabricada en acero martillado y es ideal para uso en interiores y exteriores. Gracias a sus apoyabrazos y reposapiés elevables facilita la transferencia del usuario.

KBE1462RE-PP23L



Silla liviana de características superiores



Tapicería en PVC color negro



Rueda de desmonte rápido



Marco plegable



Servicio al cliente



1 AÑO
DE GARANTÍA

SKU	H01SP061178
Dimensiones caja master	80 cm x 32 cm x 93 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	80 cm x 32 cm x 93 cm
Peso neto caja master	19,53 kg
Peso bruto caja master	22,3 kg
Ruedas delanteras	8 x 0,9" Rin estrella maciza.
Llantas traseras	24 x 1" Poliuretano (PU) Rin estrella.
Reposapiés	Removible, con plataforma abatible.
Profundidad del asiento	45 cm.
Estructura	Acero martillado.
Estilo del respaldo	Fijo.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Removibles.
Ancho total de la silla	64 cm
Ancho del asiento	46 cm
Altura del respaldo	46 cm
Altura del asiento al piso	50 cm
Registro Sanitario	2016DM-0015116