

Lámpara para Procedimientos Menores Green Series™ 600 de Welch Allyn



Funda desechable disponible:
utilice n.º 52630



Conector de
fácil manejo



3 LED



Encendido/apagado sin
contacto con control de
nivel de intensidad

Fácil montaje

Lámparas de examen médico Green Series™



WelchAllyn®



Luz más blanca, más brillante y más ecológica

Características de la lámpara para procedimientos menores GS 600:

- Tres LED y una cabeza más amplia, diseñada específicamente para condiciones de visualización exigentes
- Punto de luz uniforme y mayor luminosidad para procedimientos menores y exámenes médicos en cualquier entorno de asistencia médica
- Menor consumo de energía
- Sin necesidad de sustituir la bombilla



IDEAL PARA SU USO EN LOS SIGUIENTES ENTORNOS

- CLÍNICAS DE ASISTENCIA PRIMARIA
- OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
- CENTROS DE SALUD
- DERMATOLOGÍA
- HOSPITALES: EMERGENCIAS Y UCI

OPCIONES DE MONTAJE DISPONIBLES:



Soporte de mesa/pared



Soporte móvil

Especificaciones sobre la luz	N.º de LED	3 LED blancos
	Temperatura del color	5.500 K
	Intensidad de la luz a distancia de trabajo	50.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 45.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)
	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo	18cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)
Dimensiones físicas	Alcance de la base móvil	79 cm (30,1 pulg.)
	Alcance del soporte de pared	79 cm (30,1 pulg.)
	Alcance del soporte de techo	n/a
	Techo arriba/abajo	n/a
	Artefacto de luz (alto/ancho/largo)	34,5/19,2/8,6 cm (13,58/7,56/3,39 pulg.)
	Cuadro de control (alto/ancho/largo)	27,5/10,0/8,0 cm (10,83/3,94/3,15 pulg.)
	Base móvil (alto/diámetro)	61 cm/53 cm (24,02 pulg./20,87 pulg.)
	Peso total del soporte de mesa/pared	2,93 kg (6,45 libras)
	Peso total de base móvil	7,87 kg (17,35 libras)
Especificaciones eléctricas	Suministro eléctrico	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,65 A máx.
	Cable eléctrico	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud
	Funciones de control	Encendido/apagado sin contacto con control de atenuado
Datos variados	Opciones de montaje	Base móvil, mesa/pared, rail
	Tipo de extensión	Cuello de cisne
	Accesorios opcionales	Funda desechable: n.º 52630 Longitud: 22,86 cm (9 pulg.)
	Vida útil	50.000 horas
	Garantía	Limitada de 5 años

Para realizar un pedido, póngase en contacto con el departamento de Servicio al cliente.



Sede central corporativa de Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, EE. UU.
Teléfono: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054

Servicio de atención al cliente de Welch Allyn en Europa:
+353 46 90 67790
Australia: +61 29 638 3000
China: +86 21 6327 9631
Francia: +33 160 09 33 66
Francia (Servicio de atención al cliente): +33 155 69 58 49
Alemania: +49 6950 985 132
España: +34 912 990 376
Japón: +81 3 3219 0071
India: +91 44 4353 5724

Latinoamérica (oficina de Miami): +1 305 669 9003
Malasia: +603 78753341
Países Bajos: +31 202 061 360
Singapur: +65 6419 8100
Suecia: +46 042 33 02 20
Reino Unido: +44 207 365 6780

www.welchallyn.com/greenseries

WelchAllyn®

