



TECNOLOGÍA
ALEMANA



TENSIÓMETRO DIGITAL (ALTAVOZ)

REF. GZ-805





TECNOLOGÍA
ALEMANA



TENSÍOMETRO DIGITAL (ALTAVOZ)

Este tensiómetro de fácil uso mide la presión arterial de manera automática y precisa. Su sistema con altavoz es una ayuda auditiva que facilita la interpretación de los valores medidos. Es ideal para pacientes que deben llevar un control de su presión. Cuenta con el indicador de clasificación de niveles de presión arterial de la OMS



CON

registro Invima



FÁCIL

uso e interpretación



PANTALLA

grande



INTERPRETA

mediante Voz



2 X 120

memorias



RESULTADOS

estándares de la OMS



LARGO DE BRAZALETE
49 CM abierto



PARA BRAZOS NORMALES
de un diámetro de 22 - 32 cm
Según estándares de la OMS
(Organización Mundial de la Salud)



COMPONENTES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principio de medición	método oscilométrico
Pantalla	pantalla digital
SYS / DIA	Rango de medición 0 a 260 mmHg (en incrementos de 1 mmHg)
Pulso	40 a 200 latidos / minuto
Exactitud	SYS / DIA: ± 3 mmHg
Pulso	$\pm 5\%$ de la lectura
Inflado	inflado automático mediante bomba interna
Configuración inflado	ajuste automático (140 a 250 mmHg)
Función de memoria	hasta 2 x 120 memorias (SYS., DIA., Pulso)
Descompresión	sistema de válvula de escape constante



Empaque y manual
Brazaletes adulto
Incluye pilas y adaptador

1
2
3

Potencia	4 × 1.5V "AA" (LR6)
Duración de la batería:	alcalinas (aprox 400 veces) manganeso:(aprox 200 veces)
Temperatura	5 ~ 40 °C / 41 ~ 104 °F
Humedad	15% ~ 80% HR máximo
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ + 50 °C / -4 ~ 122 °F
Humedad de almacenamiento	10% ~ 93% HR máximo
Dimensiones	134 × 101 × 46 ± 0.5 mm
Tamaño pantalla LCD	59x75 mm
Peso:	aproximadamente 470 g ± 5 g

PARTES



- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1 Brazalete | 4 Apagado / Encendido |
| 2 Pantalla LCD | 5 Botón fecha y hora |
| 3 Botón de memoria | |

