



CENTRAL DEL MONITOREO MFM - CMS



IM - 8

IM - 50

IM - 70

IM - 80

ELITE - V8

CARACTERÍSTICAS

- Monitoreo de pantalla dual.
- Conectividad LAN y WIFI o mixtas.
- Interfaz fácil de usar y flujo de trabajo optimizado.
- Conexión Via LAN/WLAN a 64 monitores.
- Soporta HL7 / XML.
- Seguimiento de estadísticas y análisis de datos.
- Dosis de fármaco, hemodinámica, oxigenación, función renal, Cálculo de ventilación.
- Comunicación bidireccional con los monitores de paciente de cabecera EDAN.
- Sincronización de tiempo.
- Medición remota de presión no invasiva.
- Gestión de lotes.
- Configuración de la información del paciente.
- Configuración de alarma.
- Modo de privacidad compatible

SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL

MFM-CMS le ofrece una solución de monitorización central completa para todos los monitores de cabecera EDAN. La central de monitoreo ofrece una perfecta gestión en las distintas áreas : hospitalización, transporte, cuidados intensivos y cuidados generales, facilitando acceso a tecnología de monitoreo bien organizada.

Capacidad de almacenamiento para cada paciente:

20,000 NIBP Review	20,000 Alarm Event	240 h Trend	240 h Full-disclosure Waveform	12 h Dynamic Short-Trend
------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	------------------------------------

FUNCIÓN DE CÁLCULO

Se introducen cinco tipos de cálculos en MFM-CMS para proporcionar una orientación clínica, incluida la dosis de fármaco, hemodinámica, oxigenación, renal Cálculo de función y ventilación.



OXIGENACIÓN



FUNCIÓN RENAL



HEMODINAMIA



DOSIS DE DROGA



VENTILACIÓN

ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS

Además de las estadísticas de monitoreo, el análisis de eventos de alarma, ECG ARR y Los datos históricos se pueden mostrar en la ventana de administración en forma gráfica o en vista tabular.

