



TENS ANÁLOGO GMD ELEKTRO 1000

El TENS Análogo Elektro-1000 de GMD es ideal para el tratamiento de diferentes tipos de dolores musculares. Sus comandos análogos permiten la configuración correcta al momento de su uso. Se recomienda su uso bajo supervisión de un profesional de la salud.



GMD-TENS-605

B N M 3 modos de operación	 Tratamiento de dolores musculares y articulares
 Electrodos adhesivos reutilizables	 Práctico estuche
 Servicio al cliente	 Hasta 2 años* de garantía

SKU	H05MD11121
Dimensiones caja master	47,2 cm x 46 cm x 36,5 cm
Cantidad por caja master	32 unidades
Dimensiones estuche	22,5 cm x 5,2 cm x 19,5 cm
Dimensiones unidad tens	9,5 x 6,15 x 2,35 cm
Peso	115 g (con batería)
Canales	2 canales aislados
Amplitud de pulso	Ajustable de 0-80 mA
Tensión de salida	Ajustable de 0-40 V
Ancho de pulso	Ajustable de 30 - 260 µseg.
Modos de operación	3 modos: B (Ráfaga), N (Normal), y M (Modulación).
Temporizador	Ajustable 15, 30 y 60 minutos.
Forma de la onda	Pulso bifásico rectangular asimétrico
Fuente de poder	Batería 9V (No incluidas)
Condiciones de operación	Temperatura 0 - 40° C; Humedad 30 - 75%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura -20° a 60° C; Humedad 20% - 95%
Componentes:	Estuche de almacenamiento, tens, 4 electrodos (5 x 5), 2 cables conductores, y manual de usuario
Registro Sanitario	2020DM-0022252

(*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.