

MP-260

Monitores de presión



Sistema de monitoreo ambulatorio de presión arterial no invasivo con licencia única de software para múltiples grabadoras. Cuenta con la capacidad de iniciar y configurar estudio desde la grabadora sin necesidad de conectarse a la PC.

Especificaciones Técnicas



Alimentación:

Banco de baterías AA
2 unidades



Software:

Licencia de software única
para múltiples grabadoras



Mediciones:

254 mediciones por estudio



Capacidad de grabación:

48 h de grabación



Ergonómico:

Configurable por el usuario



Transferencia de archivos:

Descarga de datos USB



Almacenamiento:

31 estudios en memoria
incorporada



Autenticación:


Firma digitalizada

1 o 2 Cuffs lavables que se
desinflan a una velocidad
escalonada



Accesorios:

Software disponible en
español / inglés / francés)



Permite exportación de estudios, junto a una aplicación de visualización que permite procesar el mismo en otra PC, facilitando las interconsultas.

Brinda la flexibilidad de modificar rangos de presiones validas y setear periodos de siesta.