

## SY02 LED 3



### Descripción del producto:

#### Lámpara Auxiliar para Cirugía con Pedestal

Serie 500S-LED, con iluminación LED fría, sin sombras. Luz uniforme y homogénea en la cavidad. Iluminación >140.000 LUX. Temperatura/Color 5.000 + 500K. Incluye control manual de intensidad lumínica y modo Endo. El tamaño del campo de iluminación es de 250 - 300 mm, índice de reducción de color 93. Profundidad de iluminación 1.400 mm. Irradiación total 534 W/M2. Diámetro de satélite de la lámpara 500 mm Aprox. Potencia del bulbo LED 60W. Equipada con botón de iluminación modo endoscopia, vida útil del bulbo LED > 50.000 h. Alimentación eléctrica 110 voltios 50/60 hz. Ajuste de luz automático, 8 etapas continuas. Brazo de suspensión estable. Mango desechable. Base rodante con ruedas de 3". Incluye manual de uso. **Altura útil máxima de satélite: 200 cm. Altura libre necesaria: 300 cm.**