

# 7E-H1



Ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y servicio domiciliarios. Para uso adulto y pediátrico. Máximo flujo de presión de 600 mm/hg. tiene amplio poder de succión, irrigación y aspiración de secreciones en la vía aérea. Motor libre de lubricación (aceite). Protección de sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados. Control regulable de aspiración. Cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado. Frasco de polímero de alta resistencia, tiempo de uso continuo hasta 30 min. Se puede usar con dos frascos. Alimentación 110 vol. / 50 - 60 Hz.

- **Nivel de ruido:** Menor a 65 db
- **Accesorios:** 1 Botella de 1.000 c.c, 1 tapa, 1 manguera para succión, 1 filtro antibacteriano y manual.
- **Capacidad de succión:** 28 litros por minuto
- **Uso:** adulto - pediátrico
- **Alimentación:** 110 vol./50 - 60 Hz.
- **Tiempo de uso:** por ciclo 30 min. con auto apagado
- **Fabricante:** Yuwell
- **Clasificación:** IIA
- **Capacidad del frasco:** 1.000 cc
- **Peso:** 3,9 kg.
- **Condiciones de almacenamiento:** Almacenamiento en lugar seco y lejos de olores fuertes
- **Indicaciones de uso:** Leer manual antes de uso