

# seca 310

## Báscula mecánica circular para pesaje extrahospitalario



- Fina capacidad de 50 g/2 oz.
- Robusta y confiable.
- Ganchos de suspensión de acero galvanizado, extremadamente duraderos.
- Opcional: Rebozo de pesaje seca 410 (unidad de embalaje de 5 piezas), bolso de transporte seca 411

## seca 310:

### La compañera de viajes ideal para cuidadores de la salud.

**S**eca sabe muy bien qué es lo que verdaderamente cuenta a la hora de pesar a bebés y niños de corta edad: la seguridad de los pequeños y la precisión de los resultados. Durante los primeros meses de vida de un bebé, es absolutamente importante mantener un control preciso de su peso. Para que esto sea posible fácilmente, en todo momento y en cualquier lugar, seca ha desarrollado una báscula extremadamente versátil y precisa: la pesa colgante seca 310 con reloj y apuntador. Puede ser utilizado en cualquier lugar, es liviana y extremadamente robusta. Precisamente, son las cualidades perfectas para el uso fuera del entorno clínico; por ejemplo, durante las visitas de parteras y trabajadores de la salud.



#### Muy flexible.

La báscula seca 310 siempre está lista para entrar en acción. Basta con colgarla de un gancho de seguridad hecho de acero galvanizado. Cuando no sea posible colgarla de ningún sitio, el gancho también se puede usar como asidero, de manera que la báscula se pueda sujetar con una sola mano. Para el pesaje del bebé o niño pequeño se lo coloca en el rebozo pesabebés seca 410, sujetado con otro gancho de seguridad en la parte inferior de la báscula.

#### Alta precisión de lectura, gracias a una fina división.

Los 18 centímetros de diámetro y la alineación precisa de la aguja aseguran resultados de pesaje sumamente claros. Además, las dimensiones de la escala ofrecen suficiente espacio para una división muy fina, garantizando con ello una alta precisión de lectura. Así, incluso se pueden registrar fácil y exactamente las variaciones de peso más pequeñas, lo cual es una ventaja esencial cuando se debe controlar el peso de lactantes. Una ventaja que, hoy por hoy, sólo ofrece esta báscula de suspensión con escala circular de seca.

#### Pesaje confortable en posición sentada o acostada.

El sistema de suspensión regulable y el diseño ergonómico del rebozo facilitan extraordinariamente el pesaje de lactantes (acostados) o de niños pequeños (sentados). El rebozo pesabebés, sumamente flexible, se ajusta perfectamente a la talla del pequeño. Además, su estructura de red transparente deja ver al bebé acostado en el rebozo pesabebés durante todo el procedimiento de pesaje. Para niños pequeños, las aberturas para las piernas ofrecen un apoyo seguro durante el pesaje en posición sentada.



Opcional: bolso de transporte seca 411

#### Diseño extremadamente sólido.

Una báscula de uso móvil debe resistir a toda clase de cargas e impactos. Por eso, la báscula seca 310 se ha equipado con una carcasa metálica extremadamente robusta. Además, un anillo protege el cristal y la aguja indicadora. El cristal de la escala es plano, lo cual ofrece una especial protección contra las raspaduras. Además, la protección anticorrosiva de las partes metálicas y el empleo de material plástico resistente a rayos UV garantizan una vida útil extraordinariamente larga.

#### Fácil de transportar y limpiar.

El peso de tan solo 1.5 kg (báscula + gancho) de la báscula seca 310 permite transportarla cómodamente. La báscula y el rebozo pesabebés se pueden limpiar con facilidad. El rebozo pesabebés seca 410 viene incluido en el suministro de la báscula.

## seca 310

### Datos técnicos

- Capacidad: 25 kg / 55 lbs
- División: 50 g / 2 oz
- Dimensiones (AxAxP): 220 x 225 x 52 mm / 8.7 x 8.9 x 2"
- Peso: 1.5 kg / 3.4 lbs
- Funciones: Ajuste a cero
- Opcional: Rebozo de pesaje seca 410 (unidad de embalaje de 5 piezas), bolso de transporte seca 411