

seca 876

Pesapersonas de suelo para uso móvil



- Con función madre-bebé que facilita enormemente el pesaje de niños pequeños.
- Fuertes patas niveladoras que afirman y aseguran la posición de la báscula.
- Fácil de transportar, gracias a su peso extraordinariamente bajo de 4,2 kg.
- Alimentación a pilas para lugares desprovistos de toma de corriente.

seca 876:

Sólo 4,2 kilogramos.

Las básculas destinadas a un uso móvil en la medicina deben ser ligeras, estables, fáciles de limpiar y confortables. Son exigencias que la báscula seca 876 confirma con sus prestaciones: un peso inferior a 4,2 kilogramos, materiales robustos y la importante función madre-bebé.



Excelente dureza de la superficie.

La base está compuesta por material plástico y plexiglas. Con esta combinación se ha creado un material que ofrece una extraordinaria dureza de la superficie y que asimismo se puede limpiar con todos los desinfectantes convencionales. Además, la pesapersonas seca 876 está reforzada con elementos de acero para pesar a personas con un peso de hasta 250 kilogramos.

Sólida y estable sobre cualquier superficie.

Cuatro grandes patas niveladoras colocados debajo de la base de pesaje garantizan una posición firme y segura de la báscula seca 876, incluso sobre las superficies más complicadas. Esta medida, además, mejora la precisión de la medición. Otra propiedad importante es su escasa altura, inferior a los seis centímetros. Esta construcción plana con su superficie de apoyo antideslizante facilita enormemente el acceso para personas con movilidad restringida.

De uso confortable.

Pese a que el elemento de indicación y de control esté incorporado en la báscula, la pesapersonas seca 876 es fácil de manejar. Para ponerla en funcionamiento basta con pisar la superficie de apoyo con un toque ligero y rápido. También permite pesar con toda facilidad a lactantes y niños pequeños en brazos de uno de sus padres o del personal de asistencia médica. Para ello, sólo hará falta almacenar previamente el peso de la persona adulta. Luego, mediante la simple pulsación de un botón se activa la función madre-bebé para determinar la tara y comprobar así el peso del pequeño.



Gran pantalla que facilita la lectura.



Grandes patas niveladoras en la parte inferior de la base, para afirmar la posición de la báscula.



Conexión automática al tacto.



Construcción plana y superficie de apoyo antideslizante para un acceso seguro.

seca 876

Datos técnicos

- Capacidad: 250 kg / 550 lbs
- División: 100 g < 150 kg > 200 g / 0.2 lbs < 330 lbs > 0.5 lbs
- Dimensiones (AxAXP): 321 x 60 x 356 mm / 12.6 x 2.4 x 14.2"
- Peso: aprox. 4.2 kg / 9.3 lbs
- Alimentación: Pilas
- Funciones: Función madre/bébé, Tip on (función de conexión automática al tacto), desconexión automática
- Opcional: Estadiómetro seca 217 en combinación con el elemento adaptador seca 437, bolso de transporte seca 414 (para combinación con estadiómetro y elemento adaptador), bolso de transporte seca 421