

5255-RIESTER



TORNIQUETE NEUMÁTICO 5255 – RIESTER

El clásico torniquete neumático Riester es un dispositivo fiable para restringir la circulación sanguínea en las extremidades. El torniquete komprimeter cuenta con un manómetro preciso para lecturas de presión.

- Marca: Riester – Alemán
- Ref: 5255
- Uso: aparato de compresión para producir vacío de sangre en los miembros.
- Manómetro cromado con membrana especial de cobre.
- Bericio de fácil lectura de la escala hasta 700 mm hg.
- Bomba estable, cromada.
- Brazaletes para brazo, de 57 x 9 cms.
- Brazaletes para muslo, de 96 x 12.5 cms
- Komprimeter: torniquete neumático para restringir la circulación sanguínea en las extremidades.