

# WELCH-ALLYN

## 7710-71ML



Equipo para diagnóstico de órganos de los sentidos montaje de pared ref 77710-71

#### DESCRIPCION:

Permite obtener datos de Diagnostico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados

#### CARACTERISTICAS:

-Ayuda a reducir los costos de su centro con un producto de consumo energético menor al transformador de pared GS777, mejora el flujo de trabajo y ahorrar energía con mangos de encendido/apagado automático, actualización fácil y rápida del trabajo

#### ACCESORIOS:

**oftalmoscopio ref.: 11720**

- Con sistema óptico coaxial de 3.5 v. - Filtro polarizado lineal cruzado, - Filtro libre de rojo. - 15 Combinaciones de abertura posibles. - Optica sellada. - Filtro azul cobalto - Bombillo 04900-led.

**Otoscopio led macroview ref.: 23810 de 3,5. v.**

- Enfoque ajustable que permite ajustarse a las diferentes longitudes del canal auditivo sin usar anteojos - Guía de enfoque - Magnificación del 30% que brinda la posibilidad de observar con mayor detalle y claridad - Campo visual el doble de los otoscopios convencionales para vista total de la membrana timpánica con mínimos o ningún movimiento. - Puerto de insuflación para una otoscopia neumática más efectiva. - Espéculos eyectables sanitarios y seguro - Bombillo 06500-led