

ABPM50



- * Pantalla 2.4" TFT – LCD a color.
- * Indicador de batería baja, hora, información de la alarma y errores.
- * Alimentación con 2 pilas alcalinas AA.
- * Memoria de 350 mediciones.
- * Dimensiones: 128 x 69 x 36 mm.
- * Peso < 300g.
- * Medición manual y automática.
- * Registro continuo de 24 horas.
- * Comunicación con el PC por puerto USB para descargar los datos.
- * Software ABPM para el análisis de los datos y la generación de informes.

PARAMETROS



NIBP

- Método de medida: Oscilometría
- Modo de medición: Medición en el brazo
- Intervalo de medición en modo automático: 15, 30, 60, 120, 240 minutos.
- Rango de medida: 0kPa (0mmHg) - 38.67kPa (290mmHg)
- Resolución: 1mmHg
- Precisión: -L3mmHg
- Parámetros de alarma: SYS, DIA.

PR

- Rango de medida: 40bpm - 240bpm
- Resolución: 1bpm

SOFTWARE ABPM

ABPM

- Conexión con el equipo a través del puerto USB.
- Descarga de los datos de NIBP.
- Posibilidad de editar los datos de NIBP y añadir anotaciones.
- Permite la edición de la información básica, anotaciones del doctor, descripción de PANI o la información sobre la medicación actual.
- Previsualización e impresión de informes.
- Gráficas de tendencia.
- Compatible con Windows XP. Windows 8. Windows 10.

RELACION DE CONTENIDO



- Brazaletes adulto
- Tubo de prolongación para la presión arterial
- Cable USB
- CD con el software
- Manual de uso

