

# FLUIDO COMPACT



## SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE FLUIDOS

Fluido Compact es un sistema de calentamiento de sangre y fluidos de flujo bajo a moderado. Es fácil de usar, seguro y rentable con un rendimiento excepcional para el uso diario.

### DESCRIPCION:

El Fluido Compact combina facilidad de uso con bajos costos operativos. El panel de control intuitivo se puede operar con un solo botón.

El dispositivo no requiere mantenimiento. Los componentes del sistema Fluido Compact Blood and Fluid Warming tienen un diseño duradero y duradero. Los juegos desechables se mueven fácilmente con el paciente entre diferentes sistemas.

Esto permite al cuidador calentar líquidos intravenosos para el paciente en todos los departamentos con un solo desechable sin tener que mover la unidad de calentamiento.



El software integrado permite la seguridad del paciente a través de un sistema de control de seguridad independiente y múltiples sensores de temperatura. Proporciona un calentamiento de san gre y fluidos preciso y seguro.



## FLUIDO COMPACT



### CARACTERISTICAS:

- Contiene el módulo de control compacto Fluido y el módulo de calentamiento compacto Fluido
- Módulo de control compacto
- Fluido Número de artículo 650100
- Dimensiones: 285 x 120 x 195mm
- Peso <1700g
- Voltaje 100 – 240V ~ (50 / 60Hz)
- Max. potencia 160W
- Clasificación (MDD 93/42 / EEC) Clase IIb
- Clasificación (IEC 60601-1)
- Clase II, cuerpo flotante
- Clasificación (IEC 60529) IPX1