

POCKET LED 92871

WELCH ALLYN



Equipo de órganos pocket led 92871 Onix Welch Allyn

DESCRIPCION:

Bombillos LED con tecnología SureColor™ patentada por Welch Allyn.

El oftalmoscopio de Welch Allyn más liviano para mayor portabilidad y facilidad de uso.

Cuenta con las aberturas y los filtros de nuestros oftalmoscopios de tamaño tradicional para que no tenga que sacrificar ninguna funcionalidad.

Interruptor de filtro polarizador de densidad neutral, que ayuda a reducir casi en su totalidad el reflejo de la córnea.

Descanso de goma para la ceja, que proporciona mayor comodidad durante el examen.

Protectores para mango del color que haya elegido más uno de color nieve.

Disponibles en 4 colores: índigo, nieve, lila y ónix.

El otoscópio de Welch Allyn más liviano para mayor comodidad y control.

Iluminación de fibra óptica, que emite luz fría, sin reflejos ni obstrucciones.

Portátil, para ayudarle a cumplir con los desafíos que enfrenta al tratar a pacientes.

Hasta seis lúmenes para obtener el doble de intensidad de luz.