

WELCH ALLYN

97200 CL



Equipo Para Diagnostico De Organos De Los Sentidos 97200-CL Welch Allyn

DESCRIPCION:

Equipo para diagnostico de organos

Marca: Welch Allyn - USA

Ref: 97200CL

Unidad de venta: unidad

Uso: para exámenes de oído y ojo para cualquier entorno medico de atención primaria y especialistas.

Características :

Una selección de fuentes de alimentación recargables convenientes que se ajustan a todos los cabezales de los instrumentos de 3,5 v. - Batería de níquel-cadmio recargable incluida - El acabado estriado, suave y no abrasivo asegura una sujeción antideslizante. - Construcción de aleación de bronce cromado para durabilidad y vida útil confiable. - Recargable y también se puede convertir para utilizar con baterías estándar tamaño c (solo modelo 71000-c)

Accesorios :

- Oftalmoscopio directo de 3.5 v; varifocal (varios fondos de luz) ref. 11720 - Otoscopio de 3.5 v. Ref. 20000 con iluminador, incluye set de cuatro (4) espejos reusables de 2.5, 3, 4 y 5 mm. - Mango de pilas recargables 71000-c completo - Estuche rígido con cremallera ref. 05259-m