

WELCH ALLYN

5079-135



Fonendoscopio Adulto de Doble Servicio 5079-135

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Estetoscopio de uso general, su acústica permite una auscultación precisa de sonidos cardiacos, pulmonares y vasculares.
Pieza torácica de cabezal doble (campana y diafragma plano) de acero inoxidable con aros anti-enfriamiento.
Binaurales giratorios.
Olivas intercambiables de sellado cómodo tipo rosca.
Libre de latex.
Adulto pediátrico.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS:

Longitud Total: 710 mm
Material de Pieza pectoral: Acero inoxidable
Rango de frecuencia: 20 a 500Hz

ACCESORIOS:

Olivas duras y blandas